



Ben-knä och armbågsskydd

Skyddet har samma uppbyggnad som hälskyddet, men kan appliceras på en större yta, och är därför idealisk när det gäller att avlasta exempelvis en vad eller arm. Det är också en utmärkt ersättning för de små kuddar som ofta används för att skydda patientens knän.

Artikelnummer: P- 2008.

Tvätt upp till 70°,

Torktumlas i 60°

Skydden levereras parvis



Häl-armbågsskydd

Häl och armbågsskydd med en invändig kärna av polyesterfibrer, och utvändigt försett med ett tyg av Trevira CS. Hälskyddet har en avlastande klack för häl och armbåge. En fördel med skyddet då det används som hälskydd, är att det når över anklarna, vilket gör att risken för sår på fotknölna elimineras.

Hälskyddet är försett med kardborrlåsning, vilket gör att det passar till de flesta patienter.

Artikelnummer: P- 2006.

Tvätt upp till 70°, Torktumlas i 60°

Hälskydden levereras parvis



Kudde

Kudde 50*60 med invändig kärna av bollfiber och ett yttertyg av Trevira CS kvalitet.
Kudden ger ett mycket bra stöd i nacken

Artikelnummer: P-2020
Tvätt upp till 60°, Torktumlas i 60°
Måtten är 50x60cm

*Adress: SE-194 82 Upplands Väsby
Telefon: 08-590 948 90
mobil: 0707661589
Fax: 08-594 125 99*

*e-post: bericon@telia.com
www.bericon.se
Org.nr 51 12 31-6632
Innehar F-skattebevis*