



## Molnet Prevent 2001 Plus

Nu ännu effektivare mot tryck och smärta

Prevent 2001+ är en svensktillverkad anticubitus madrass. Den består av 8+2 lager fibrer. De två extra lagren fibrer har placerats som en rektangulär förstärkning vid madrassens mitt. Detta för att förhindra att patienten sjunker ner för djupt i madrassen. Utvändigt har vi försett madrassen med ett mjukt och behagligt tyg av kvaliteten Trevira CS. De många lagren specialfibrer i kombination med det kroppsvänliga tyget gör att madrassen förutom att den har goda antidecubituseffekter även lämpar sig för smärtbenägna patienter.

Prevent 2001+ är hela 17cm tjock, och är sydd med en fasförskjutning, dvs. att den inte har några ge-

nomgående sömmar. Samtliga i madrassen ingående material är återvinningsbara och vi använder oss inte av några som helst former av silikoner vid tillverkningen.

Prevent 2001+ är tvättbar i upp till 70 grader. Den kan också förses med vårt tvättbara madrasskydd. (se baksidan av broschyren)

Prevent 2001+ har brandtestas och uppfyller väl alla kraven i SS 876 00 01

Samtliga våra produkter är CE märkta

Artikelnumret är P-2001+

---

Adress: SE-194 82 Upplands Väsby  
Telefon: 08-590 948 90  
mobil: 0707661589  
Fax: 08-594 125 99

e-post: [bericon@telia.com](mailto:bericon@telia.com)  
[www.bericon.se](http://www.bericon.se)  
Org.nr 51 12 31-6632  
Innehar F-skattebevis



## **Molnet Prevent 2003**

### **Madrasskydd**

Prevent madrasskydd tillhör den nya generationen av material. Prevent madrasskydd har den egenskapen att den släpper igenom luft, men inga vätskor.

Det mjuka materialet i kombination med att det andas, gör det ytterst bekvämt för brukaren.

Eftersom Prevent madrasskydd är försett med fickor i alla fyra hörn, omsluter det madrassen på ett mycket tryggt sätt, och det finns ingen som helst risk för att några vätskor kan förorena madrassen.

Prevent madrasskydd är tillverkat i ett mycket slitstarkt material, och tål att såväl rengöras med sprit som att tvättas i maskin.

Vid maskintvätt rekommenderar vi tvätt upp till 70 °

Kombinationen av att Prevent madrasskydd ger patienten en behaglig känsla i jämförelse med den gamla typen av plaster, samtidigt som det sparar miljön, gör Prevent madrasskydd till en mycket ekonomisk investering.

Prevent madrasskydd levereras i en hygienisk vacuum-förpackning.

Artikelnummer P-2003